



Part of WEST Invest Group

HACH SAMEUSSTANDARDIT



HACH SAMEUSSTANDARDIT

StablCal kalibrointisetit

Käyttövalmiit, formaziinipohjaiset ja stabiloidut primääristandardit. Käyttöikä n. 1 vuosi.

STABCal-kalibrointisetit	Sinetöidyt pullot	100 ml pullot	500 ml pullot
2100Q IS	2971205		
2100P & 2100P ISO	2659405	2659410	2659400
2100N & 2100N IS	2662105	2662110	2662100
2100AN & 2100AN IS	2659505	2659510	2659500
2100A	2659105	2659110	
TL2310 ISO	2662105	2662110	2662100
TL2360 ISO	2659505	2659510	2659500
TU5200 ISO	LZY898 (ilman RFID-tunnusta) LZY835 (RFID)		

Kalibrointisetit	< 0.1	1.0	10	20	100	200	600	800	1000	1800	4000	7500
2100Q IS			•	•	•			•				
2100P & 2100P ISO	•			•	•			•				
2100N & 2100N IS	•			•		•			•		•	
2100AN & 2100AN IS	•			•		•			•		•	•
2100A		•	•		•				•			
TL2310	•			•		•			•		•	
TL2360	•			•		•			•		•	•
TU5200			•	•			•					

Muut standardit		
Gelex Secondary Standard Kit	2464105	2100Q IS & 2100P-sarja
Gelex Secondary Standard Kit	2589200	2100AN & TL2360
Gelex Secondary Standard Kit	2589000	2100N & TL2310
Gelex Secondary Standard Kit	2620000	2100N IS
<0.1 NTU Glass Rod	LZY901	TU5200



HACH SAMEUSSTANDARDIT

Standardiliuokset

StablCal Stabilised Formazin Standard Solution	100 ml pullot	500 ml pullot	1000 ml pullot
< 0.1 NTU/FNU	2659742	2659749	2659753
0.3 NTU/FNU	2697942		2697953
0.5 NTU/FNU	2698042		
1.0 NTU/FNU	2659842	2659849	2659853
10 NTU/FNU	2659942	2659949	
20 NTU/FNU	2660142	2660149	2660153
100 NTU/FNU	2660242	2660249	
200 NTU/FNU	2660442	2660449	
800 NTU/FNU	2660542	2660549	
1000 NTU/FNU	2660642	2660649	
4000 NTU/FNU	246142	246149	

StablCal kalibrointi- ja verifiointisetit ultrapienille sameuksille

Sisältää 15 ml silikonijälyä ja öljyamisliinan. Käyttöikä n. 6 kk

StablCal ULR Verifiointisetit	100 ml pullot	
StablCal Ultra Low Verification Kit	2714600	0.1 NTU/FNU, 0.3 NTU/FNU, 0.5 NTU/FNU, 1 NTU/FNU
StablCal Certified Standard	2805342	0.06 NTU/FNU



HACH SAMEUSSTANDARDIT

Stabiloidut formasiini vertailususpensiot European Pharmacopoeia 6.0. mukaisesti

Setti sisältää seuraavat sinetöidyt ampullit: <0.1, 3, 6, 18, 30 NTU TL2310, TL2360 sekä 2100 AN ja 2100 ANIS-laitteisiin

StablCal Reference Suspension Kits		
StablCal sinetöidyt ampullit (käyttöikä 10 kk)	2897100	
StablCal-liuokset, á 100 ml (käyttöikä 24 kk)	2897200	
	Sisältää:	
	2659742	StablCal Stabilised Formazine Standard <0.1 NTU
	2896742	StablCal Reference Suspension I (3 NTU/FNU)
	2896842	StablCal Reference Suspension II (6 NTU/FNU)
	2896942	StablCal Reference Suspension III (18 NTU/FNU)
	2897042	StablCal Reference Suspension IV (30 NTU/FNU)



HYXO

Part of WEST Invest Group

Sortilantie 5 A, PL 16
04261 KERAVALA
puh. 010 417 4500
hyxo@hyxo.fi
www.hyxo.fi



VERSIO 11/2023